

NL Gebruiksaanwijzing

OMSCHRIJVING
Cavex Bite&White ExSense is een gel op waterbasis met munt aroma en bevat hydroxyapatiet en kaliumnitraat. Cavex Bite&White ExSense vermindert gevoeligheid en versterkt de witheid in tanden dankzij hydroxyapatiet remineralisatie.

VERPAKKING
Tube 42 ml – 50 gram (voldoende voor circa 20 behandelingen)

HOOFDSTANDDELEN:
hydroxyapatiet 2%, kaliumnitraat 0,1%

INDICATIES VOOR GEBRUIK
■ Na het bleken van tanden in de tandheelkundige praktijk en/of thuis.
■ Na een professionele reinigingsbeurt van het gebit.
■ Voorkomen en verminderen van gevoeligheid.

CONTRA-INDICATIES
Gebruik Cavex Bite&White ExSense niet bij een allergie voor munt of een van de overige bestanddelen.

PROCEDURE VOOR GEBRUIK
■ Tanden voorbereiden en reinigen door poetsen en flossen.

TOEPASSING:

ZONDER TRAY:
Was de handen grondig met water en zeep. Breng een kleine hoeveelheid Cavex Bite&White ExSense aan op een schone vinger. Verdeel de gel rustig over alle vlakken van de boven- en onderanden. Laat de gel 10 minuten inwerken. Spuw eventuele overtollige gel uit en spoel de mond met water.

MET TRAY:
Breng een streepje Cavex Bite&White ExSense aan op de gehele tray. Breng de tray in en draai deze rustig naar links en rechts, zodat de gel goed over de tanden wordt verdeeld. Blijf dan langzaam op de tray en laat de gel 10 minuten inwerken. Verwijder de tray, spuw eventuele overtollige gel uit en spoel de mond met water. Spoel de tray af met koud water.

■ Draai de dop na gebruik altijd meteen op de tube.
■ Voor optimale resultaten: minstens 30 minuten na de behandeling niet eten of drinken.
■ Gebruik het product 10 dagen lang elke dag, of volg de instructies van uw tandarts.

WAARSCHUWINGEN & EERSTE HULP INSTRUCTIES
Bij contact met de ogen: grondig spoelen met veel water en medische hulp inroepen.

Gebruik het product niet na overschrijding van de houdbaarheidsdatum.

BEWAARDRIES
Bewaren op een koele, droge (vorstvrije) plaats, beschermd tegen direct zonlicht.

AUFBEWAHRUNGSEMPFEHLUNG
An einem kühlen, trockenen (frostfreien) Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Your impression is our concern
Geproduceerd in Nederland

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van getoonde werken worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventuele beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedé's en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlesmogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvooraarden genoemde maatstaven.

ZB7050 Aug '14

D Gebruiksaanwijzing

BESCHRIJVING
Cavex Bite&White ExSense is een Gel op Wasserbasis mit Minze-Aroma und enthält Hydroxyapatit und Kaliumnitrat. Cavex Bite&White ExSense verringert die Empfindlichkeit und macht die Zähne weißer dank der Hydroxyapatit-Remineralisierung.

VERPAKKING
Tube 42 ml – 50 g (ausreichend für ca. 20 Behandlungen)

ZUSAMMENSETZUNG:
Hauptbestandteile:
Hydroxyapatit 2%, Kaliumnitrat 0,1%

INDICATIES VOOR GEBRUIK
■ Nach dem Bleichen der Zähne in einer zahnmedizinischen Praxis und/oder zu Hause.
■ Nach einer professionellen Zahncleining.
■ Vermeidung und Verringerung der Überempfindlichkeit.

GEGENANZEIGEN
Verwenden Sie Cavex Bite&White ExSense nicht bei einer Allergie gegen Minze oder einen der anderen Bestandteile.

ANWENDUNGSVERFAHREN
■ Zähne gründlich Putzen und zusätzlich Zahnsseite verwenden um eine optimale Reinigung zu erzielen.

ANWENDUNG:

OHNE SCHIENE:
Seien Sie gründlich mit Wasser und Seife. Tragen Sie eine geringe Menge Cavex Bite&White ExSense auf einem sauberen Finger auf. Verteilen Sie das Gel vorsichtig auf alle Flächen der oberen und unteren Zähne. Lassen Sie das Gel 10 Minuten einwirken. Spucken Sie eventuell überschüssiges Gel aus und spülen Sie den Mund mit Wasser.

MIT SCHIENE:
Appliquer un petit ruban de Cavex Bite&White ExSense sur toute la gouttière. Insérer la gouttière et la tourner doucement vers la gauche et la droite, de façon à bien répartir le gel sur les dents. Mordre alors lentement dans la gouttière et laisser le gel agir 10 minutes. Retirer la gouttière, recracher l'éventuel excédent de gel et se rincer la bouche avec de l'eau.

MIT SCHIENE:
Appliquer un petit ruban de Cavex Bite&White ExSense sur toute la gouttière. Insérer la gouttière et la tourner doucement vers la gauche et la droite, de façon à bien répartir le gel sur les dents. Mordre alors lentement dans la gouttière et laisser le gel agir 10 minutes. Retirer la gouttière, recracher l'éventuel excédent de gel et se rincer la bouche avec de l'eau. Rincer la gouttière avec de l'eau froide.

MIT SCHIENE:
Pour les meilleurs résultats: au moins 30 minutes après la procédure de blanchiment des dents. Ne pas dépasser 30 minutes d'application.

WARNHINWEISE UND ERSTE-HILFE-ANWEISUNGEN
Bei Kontakt mit den Augen: gründlich spülen mit reichlich Wasser und einem Arzt aufsuchen.

Das Produkt nach Verstreichen des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

AUFBEWAHRUNGSEMPFEHLUNG
An einem kühlen, trockenen (frostfreien) Ort aufzubewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Your impression is our concern
Hergestellt in den Niederlanden.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte. Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen ausschließlich unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte vor alle schadegallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvooraarden genoemde maatstaven.

F Mode d'emploi

DESCRIPTION
Cavex Bite&White ExSense est un gel à base d'eau à l'arôme de Menthe et contient de l'hydroxyapatite et du nitrate de potassium. Cavex Bite&White ExSense diminue la sensibilité et renforce la blancheur des dents grâce à la reminéralisation de l'hydroxyapatite.

EMBALLAGE
Tube 42 ml – 50 g (suffisant pour environ 20 traitements)

COMPOSITION:
Principaux ingrédients :
hydroxyapatite 2%, nitrate de potassium 0,1%

INDICATIONS D'UTILISATION
■ Après le blanchiment des dents au cabinet dentaire et/ou à domicile.
■ Après un nettoyage professionnel de la dentition.
■ Prévention et diminution de la sensibilité dentaire.

CONTRE-INDICATIONS
Do not use Cavex Bite&White ExSense in cases of allergies to mint aroma or any of the ingredients.

PROCÉDURE D'UTILISATION
■ Préparer les dents en les brossant et en les nettoyant avec un fil dentaire.

UTILISATION :

SANS GOUTTIÈRE :
Se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon. Appliquer une petite quantité de Cavex Bite&White ExSense sur un doigt propre. Répartir le gel doucement sur toutes les surfaces des dents du haut et du bas. Laisser le gel agir 10 minutes. Recracher l'éventuel excédent de gel et se rincer la bouche avec de l'eau.

AVEC GOUTTIÈRE :
Dispense a small ribbon of Cavex Bite&White ExSense across the entire tray. Insert tray and gently rotate tray left and right to assure gel is distributed across teeth. Gently bite down on the tray and leave gel in place for 10 minutes. Remove tray, spit out any excess gel and rinse mouth with water. Rinse tray with cold water.

MIT SCHIENE:
Appliquer une petite quantité de Cavex Bite&White ExSense sur toute la gouttière. Insérer la gouttière et la tourner doucement vers la gauche et la droite, de façon à bien répartir le gel sur les dents. Mordre alors lentement dans la gouttière et laisser le gel agir 10 minutes. Retirer la gouttière, recracher l'éventuel excédent de gel et se rincer la bouche avec de l'eau. Rincer la gouttière avec de l'eau froide.

MIT SCHIENE:
Pour les meilleurs résultats: au moins 30 minutes après la procédure de blanchiment des dents. Ne pas dépasser 30 minutes d'application.

AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE PREMIERS SECOURS
En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment avec beaucoup d'eau et consulter un médecin.

Ne pas utiliser le produit après la date limite d'utilisation.

CONSEIL DE CONSERVATION
Conserver (à l'abri du gel) dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Your impression is our concern
Fabriqué aux Pays-Bas

Les conseils que nous vous donnons verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assistance technique et de nos essais n'engagent pas notre responsabilité - même en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle - et ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier par des essais pratiques si nos produits sont convenables aux procédures et applications que vous envisagez.

L'utilisation, la mise en oeuvre et la transformation des produits fournis échappent à notre contrôle et relèvent, dès lors, exclusivement de votre responsabilité. Si notre responsabilité devait néanmoins se trouver engagée, elle se limiterait, pour tous les dommages, à la valeur de la marchandise fournie par nous et mise en œuvre par vos soins. Bien entendu, nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison.

GB Instructions for use

DESCRIPTION
Cavex Bite&White ExSense is a water-based gel with mint aroma that contains hydroxyapatite and potassium nitrate. Cavex Bite&White ExSense controls sensitivity and enhances whiteness of the teeth by hydroxyapatite remineralization.

PACKAGING
Tube 42 ml – 50 gram (sufficient for approximately 20 treatments)

COMPOSITION
Key ingredients:
Hydroxyapatite 2%, Potassium nitrate 0,1%

INDICATIONS FOR USE
■ After in-office and/or at-home tooth whitening.
■ After professional tooth cleaning.
■ Prevention and control of sensitivity.

CONTRA-INDICATIONS
Do not use Cavex Bite&White ExSense in cases of allergies to mint aroma or any of the ingredients.

HANDLING PROCEDURE
■ Prepare and clean the teeth using brush and floss.

APPLICATION:

WITHOUT TRAY:
Wash hands thoroughly with soap and water. Dispense a small amount of Cavex Bite&White ExSense onto a clean finger. Gently apply gel on all surfaces of the upper and lower teeth. Allow gel to remain on tooth for 10 minutes. Spit out any excess gel and rinse mouth with water.

WITH TRAY:
Dispense a small ribbon of Cavex Bite&White ExSense across the entire tray. Insert tray and gently rotate tray left and right to assure gel is distributed across teeth. Gently bite down on the tray and leave gel in place for 10 minutes. Remove tray, spit out any excess gel and rinse mouth with water. Rinse tray with cold water.

CON PORTAIMPRONTA:
Aplicare una piccola quantità di Cavex Bite&White ExSense su un dito pulito. Stendere il gel dolcemente su tutte le superfici dei denti superiori e inferiori. Lasciare agire il gel per 10 minuti. Sputare l'eventuale gel in eccesso e sciacquare la bocca con acqua.

CON PORTAIMPRONTA:
Aplicare una piccola quantità di Cavex Bite&White ExSense su un dito pulito. Stendere il gel dolcemente su tutte le superfici dei denti superiori e inferiori. Lasciare agire il gel per 10 minuti. Sputare l'eventuale gel in eccesso e sciacquare la bocca con acqua.

WARNING & FIRST AID INSTRUCTIONS
In case of contact with the eyes: flush thoroughly with plenty of water and seek medical attention.

Do not use the material after the expiry date.

STORAGE ADVICE
Store in a cool place, dry place (frost-free) and protected from direct sunlight.

CONSERVATION
Conservare (à l'abri du gel) dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Your impression is our concern
Made in The Netherlands

The application, use and processing of the products are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Should, in spite of this liability, be established for any damage, it will be limited to the value of the goods delivered by us and used by you. We will, of course, provide consistent quality of our products within the scope of our General Conditions of Sale and Delivery.

I Istruzioni per l'uso

DESCRIZIONE
Cavex Bite&White ExSense è un gel a base d'acqua con aroma di menta che contiene idrossiapatite e nitrato di potassio. Cavex Bite&White ExSense riduce la sensibilità e migliora il bianco dei denti grazie alla remineralizzazione dell'idrossiapatite.

CONFEZIONE
Tubo da 42 ml - 50 grammi (sufficiente per circa 20 trattamenti)

COMPONENTI
Componenti attivi:
idrossiapatite 2%, nitrato di potassio 0,1%

INDICAZIONI PER L'USO
■ Dopo lo sbiancamento dei denti nell'ambulatorio dentistico e/o a domicilio.
■ Dopo la pulizia professionale dei denti.
■ Per prevenire e ridurre la sensibilità.

CONTRAINDICAZIONI
Non utilizzare Cavex Bite&White ExSense in caso di ipersensibilità alla menta o a uno degli altri componenti.

PROCEDURA PER L'USO
■ Preparare e pulire i denti lavandoli e passando il filo interdentale.

APPLICATION:

SENZA PORTAIMPRONTA:
Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. Applicare una piccola quantità di Cavex Bite&White ExSense su un dito pulito. Stendere il gel dolcemente su tutte le superficie dei denti superiori e inferiori. Lasciare agire il gel per 10 minuti. Sputare l'eventuale gel in eccesso e sciacquare la bocca con acqua.

CON PORTAIMPRONTA:
Applicare una piccola quantità di Cavex Bite&White ExSense su un dito pulito. Stendere il gel dolcemente su tutte le superficie dei denti superiori e inferiori. Lasciare agire il gel per 10 minuti. Sputare l'eventuale gel in eccesso e sciacquare la bocca con acqua.

CON CUBETA:
Aplicare una linea di Cavex Bite&White ExSense en toda la cubeta. Póngase la cubeta en la boca y girela tranquilamente hacia la izquierda y derecha, para separar el gel sobre los dientes. Morder entonces despacio en la cubeta y dejar actuar el gel durante 10 minutos. Retire la cubeta, escupir el exceso de gel y enjuague la boca con agua fría.

CON UDRAG:
Naneste Cavex Bite&White ExSense po cijelo udagu. Unesite udagu i lagano ju okrećite lijevo-desno da se gel dobri raspodjeli po Zubima. Zatim lagano zagrizite udagu i pistite da gel djeli 10 minuta. Izvadite udagu, ispujnite eventualni vi

PL**Instrukcja**

OPIS
Cavex Bite&White ExSense to żel na bazie wody o zapachu mięty, zawierający hydroksyapatyt i azotanu potasu. Cavex Bite&White ExSense zmniejsza wrażliwość i wzmacnia biel zębów dzięki remineralizacji skliwa przy użyciu hydroksyapatytu.

OPAKOWANIE
Tuba 42 ml – 50 gramów (wystarczająca na około 20 zastosowań)

SKŁAD
Główne składniki:
hydroksyapatyt 2%, azotanu potasu 0,1%

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
• Po wybielaniu zębów w gabinecie dentystycznym albo w domu.
• Po profesjonalnym czyszczeniu uzebienia.
• Do zapobiegania i zmniejszania wrażliwości.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować Cavex Bite&White ExSense w przypadku alergii na mięty albo któryś z pozostałych składników.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZED UŻYCIMI
• Przygotować użęcie, myjąc je i czyszcząc nicią dentystyczną.

ZASTOSOWANIE:

BEZ LYŻKI WYCISKOWEJ:
Dokładnie umyć ręce wodą i mydłem. Nanieść niewielką ilość Cavex Bite&White ExSense na czystą dłoń. Powoli rozsmarować żel po całej powierzchni górnych i dolnych zębów. Zostawić na 10 minut. Wypłukać eventualny, pozostały żel i przepłukać usta wodą.

Z LYŻKĄ WYCISKOWĄ:
Nanieść żel Cavex Bite&White ExSense na całą lyżkę wyciskową. Założyć lyżkę i delikatnie poruszać w prawo i lewo, aby żel został równomiernie rozłożony na całe zęby. Powoli przygrzyźć lyżkę i zostawić żel na 10 minut. Wyjąć lyżkę wyciskową, wypłukać eventualny, pozostały żel i przepłukać usta wodą. Przymieścić lyżkę zimną wodą.

■ Zawsze od razu po użyciu zakrećą tubkę.
■ Aby osiągnąć optimalne wyniki, przez co najmniej 30 minut po zabiegie nie jeść ani nie pić.
■ Używać produktu codziennie przez 10 dni albo stosować się do wskazówek dentysty.

OSTRZEŻENIA I ZALECANIA DOTYCZĄCE PIERWSZEJ POMOCY

W przypadku kontaktu z oczami: dokładnie splućać dużą ilością wody oraz zwrócić się o pomoc medyczną.

Nie należy używać produktu po przekroczeniu daty ważności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEOCHOWYWANIA

Przechowywać w chłodnym, suchym (mrozoodpornym) miejscu,

zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

Your impression is our concern
Wyprodukowano w Holandii

Informacje techniczne na temat naszego produktu są przekazane wyłącznie w dobrej formie, i to stosując się również w momencie, gdzie własność praw osób trzecich wchodzi w gry. Nie zwalnia to jednak z obowiązku zbadania przez Ciebie materiałów, przed którymi zastosowaniem. Ponieważ zastosowanie w/w materiałów oraz jego użycie odbywa się poza naszą kontrolą, nie ponosimy z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

A aplikacją, a utilizacją e elaboração dos produtos tem lugar fora do nosso campo de controle. Elas são por isso de sua responsabilidade. Em caso de dano, esta última limita-se ao valor dos bens que nós fornecemos e que foram utilizados por si. Naturalmente que garantimos a boa qualidade dos nossos produtos, em conformidade com os critérios mencionados relativos às nossas condições gerais de venda e de fornecimento.

P**Instruções de utilização**

DESCRIÇÃO
Cavex Bite&White ExSense é um gel à base de água com sabor a menta e contém hidroxiapatita e nitrato de potássio. Cavex Bite&White ExSense reduz a sensibilidade e aumenta a brancura dos dentes através da remineralização da calcificação.

EMBALAGEM
Tubo 42 ml – 50 gramos (suficiente para cerca de 20 aplicações)

COMPOSIÇÃO
Componentes principais:
hidroxiapatita 2%, nitrato de potássio 0,1%

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
• Após o branqueamento dos dentes no dentista ou em casa.
• Após a limpeza profissional dos dentes.
• Prevenção e redução da sensibilidade dos dentes.

CONTRAINDICAÇÕES
Não utilizar Cavex Bite&White ExSense em caso de alergia à menta ou a outro dos componentes.

PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO
• Preparar e limpar os dentes lavando-os e utilizando fio dental.

APLICAÇÃO:

SEM PLACA:
Lavar bem as mãos com água e sabão. Aplicar uma pequena quantidade de Cavex Bite&White ExSense sobre um dedo limpo. Espalhar o gel cuidadosamente sobre todas as superfícies dos dentes superiores e inferiores. Deixar o gel atuar durante 10 minutos. Cuspir o excesso de gel e enxaguar a boca com água.

COM PLACA:
Aplicar um pouco de Cavex Bite&White ExSense sobre toda a placa. Coloque a placa e movimente suavemente da direita para a esquerda para que o gel se espalhe bem sobre os dentes. Morda lentamente a placa e deixe o gel atuar durante 10 minutos. Retire a placa e cuspa o eventual gel em excesso e enxague a boca com água. Enxagar a placa com água fria.

■ Após a utilização, colocar de imediato a tampa no tubo.
■ Para os melhores resultados: não comer ou beber pelo menos 30 minutos após o tratamento.
■ Utilizar o produto todos os dias durante 10 dias seguidos, ou seguir as instruções do dentista.

ADVERTÊNCIAS E INSTRUÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contacto com os olhos: enxaguar bem com água abundante e consultar um médico.

INFORMAÇÕES DOTYCZĄCE PRZEOCHOWYWANIA

Przechowywać w chłodnym, suchym (mrozoodpornym) miejscu,

zabezpieczonym przed bezpośredniem działaniem światła słonecznego.

Your impression is our concern
Fabricado nos Países Baixos

As nossas recomendações relativas à aplicação técnica oral, por escrito ou por meio de ensaios sólidos, segundo os nossos critérios, de confiança, no entanto apenas são válidas ins-truções/indi-cações sem compromisso, igualmente com respeito a eventuais direitos de protecção de terceiros. Eles não o liberam da obrigação de controlar os produtos que nós lhes fornecemos relativamente à sua respectiva capacidade face aos processos ou objectivos em questão.

Applikationen, användningarna och hanteringen av produkterna ligger utanför vår kontroll och är helt och hället ert ansvar. Skulle vi tro att detta härlas ansvarsfullt begränsas ansvaret till värde av det goda som levereras av oss och använder av er. Vi garanterar, naturligtvis, en jämställd kvalitet på våra produkter inom ramarna för Gällande Koşullarımızın içinde sağlayacağız.

S**Bruksanvisning**

DESKRIVNING
Cavex Bite&White ExSense är ett gel på vattenbas med mintarom som innehåller hydroxyapatit och kaliumnitrat. Cavex Bite&White ExSense minskar känsligheten och förstärker vitheten hos tänderna tack vare hydroxyapatitmineralisering.

EMBALLAGE
Tub 42 ml – 50 gram (räcker till cirka 20 behandlingar)

KOMPOSITION
Huvudingredienser:
hydroxyapatit 2%, kaliumnitrat 0,1%

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING
• Efter tandblekning hos tandläkaren och/eller hemma.
• Efter en professionell rengöring av tänderna.
• Förbevger och minskar känsligheten.

KONTRAINDIKATIONER
Använd inte Cavex Bite&White ExSense vid allergi mot mint eller en av de övriga ingredienserna.

ANVÄND SÅ HÄR

TILLÄMPNING:
• Förbered tänderna och rengör dem genom borstning och med tandträd.
• ANVÄND SÅ HÄR

MED BRICKA:
Lägg på ett strect Cavex Bite&White ExSense på hela brickan. För in brickan och vrid den sakta åt vänster och höger, så att geln fördelas över alla tänderna. Bit sedan långsamt på brickan och lät geln verka i 10 minuter. Ta ut brickan, spotta ut eventuellt överflödig gel och skölj munnen med vatten.

■ Sätt alltid på locket på tuben direkt efter användningen.
■ För ett optimalt resultat: äter eller drick inget under minst 30 minuter efter behandlingen.

■ Utilizar o produto todos os dias durante 10 dias seguidos, ou seguir as instruções do dentista.

WARNINGAR & INSTRUCTIONER FÖR FÖRSTA HJÄLPEN

Vid kontakt med ögonen: skölj noga med mycket vatten och tillkalla läkare.

Använd inte produkten efter bäst före-datumet.

FÖRVARING

Forvara svart och torrt (frostfritt) och skyddat från direkt solljus.

TR**Kullanım kılavuzu**

TANIM
Cavex Bite&White ExSense nane aromali ve su bazlı bir jel olup, hidroksiapatit ve potasyum nitrat içermektedir. Cavex Bite&White ExSense diş etinin hassasiyetini orantını kontrol eder ve hidroksiapatit remineralizasyon sayesinde dişlerin beyazlığını artırrı.

AMBALAJ
Tüp 42 ml – 50 gram (yaklaşık 20 tedavi seansı için yeterlidir)

SAMMANSTÄLLNING
Huvudingerredienser:
hydroxyapatit 2%, kaliumnitrat 0,1%

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING
• Efter tandblekning hos tandläkaren och/eller hemma.
• Efter en professionell rengöring av tänderna.
• Förbevger och minskar känsligheten.

KONTRAINDIKATIONER
Använd inte Cavex Bite&White ExSense vid allergi mot mint eller en av de övriga ingredienserna.

KULLANIM ENDİKASYONLARI

KULLANIM PROSEDÜRÜ
• Dişleri fırçalayarak ve diş aralarını iple temizleyerek diş hazırlayırm ve temizleyiniz.

KALIPSIŞ:
Elleri su sabunu iyice yıkayın. Temiz bir parmağın küçük bir miktar Cavex Bite&White ExSense på ett rent finger. Fördela gelen över alla tänderna i över- och underkäken. Lät geln verka i 10 minuter. Spotta ut eventuellt överflödig gel och skölj munnen med vatten.

■ Her kullanmadan hemen sonra tüpün kapaklı kapatınız.

■ Optimal sonuç için: tedavi seansından sonra en az 10 dakika boyunca hibrit sey yemeyiniz ve içmemeyiz.

■ Üründen 10 gün boyunca her gün kullanımınız veya diş hekiminizin talimatlarına uyunuz.

UYGULAMA:

KALIPLA:
Tüm kolları suyla iyice yıkayın. Temiz bir parmağın küçük bir miktar Cavex Bite&White ExSense koyunuz. Jeli üst ve alt dişlerin tüm yüzeylerine nazikçe dağıtırın. Jel 10 dakika boyunca diş üzerinde bırakın. Olası fazlalık jeli tükürerek atınız ve ağızını suyla çalkalayın.

KALIPLA:
Tüm kolları suyla iyice yıkayın. Temiz bir parmağın küçük bir miktar Cavex Bite&White ExSense koyunuz. Kalıpları takın ve jel dişlerde iyice dağıtılarak şekilde bunu nazikçe sola döndürün. Kalıbı yavaşça isırınır, jel olduğu yerde 10 dakika boyunca nazikçe dağıtırın. Kalıbı karıştırın, olası fazlalık jeli tükürerek atınız ve ağızını suyla çalkalayın.

MEZİDİ:
Bâzılar meşhur bir çerez Cavex Bite&White ExSense uygulayın. Kalıbı takın ve jel dişlerde iyice dağıtılarak şekilde bunu nazikçe sola döndürün. Kalıbı yavaşça isırınır, jel olduğu yerde 10 dakika boyunca nazikçe dağıtırın. Kalıbı karıştırın, olası fazlalık jeli tükürerek atınız ve ağızını suyla çalkalayın.

MEZİDİ:

SAKLAMA TAVSİYESİ
Doğruanın güzel ışıklarından korunan, serin, kuru (buzlanma olmadan) bir yerde saklayınız.

PROTEKTÖR İŞLEMLERİ & ODAHİZLER İÇİN KONTROL

Doğruanın sehpada yerleştirip ve kapatın (mutfakta 10 dakika boyunca).

ZİYARETÇİLER İÇİN KONTROL

İşte dekoratif işlevleriyle kullanın.

GR**Odysseis chròtis**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Cavex Bite&White ExSense είναι ένα τελ σε υδατικό προϊόν με άρωμα μέντας και περιέχει υδροξιαπάτη και νιτρατός ρωμανίτη. Το Cavex Bite&White ExSense μειώνει την ευαίσθηση και ενισχύει την αντοχή των δοντιών χάρη στην επιτελούμενη από τον υδροξιαπάτη αναμετάλλωση.

ΕΜΒΑΛΟΥ
Τύπ 42 ml – 50 γρ. (αρκεί για περίπου 20 χρήσεις)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΗ
Κύρια συστατικά:
υδροξιαπάτη 2%, νιτρατός ρωμανίτη 0,1%

ΟΠΟΙΑΣ ΕΙΔΟΣ
Οι βασικές συστατικές:

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟΣ ΕΙΔΟΣ
• Μετά τη λεύκωση δοντιών στο οδοντοπειράτειο και στο σπίτι.
• Μετά επαγγελματικού καθαρισμού της οδοντοπειράτειας.
• Προ πρόληψη και μείωση ευαίσθησης.

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟΣ ΕΙΔΟΣ

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟΣ ΕΙΔΟΣ
• Μετά τη λεύκωση δοντιών στο οδοντοπειράτειο και στο σπίτι.
• Μετά επαγγελματικού καθαρισμού της οδοντοπειράτειας.
• Μετά πρόληψη και μείωση ευαίσθησης.

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟΣ ΕΙΔΟΣ
• Μετά τ