schülke



Alkoholische Schnelldesinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten und Flächen.

antifect® N liquid

Unser Plus

- Sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit
- Hinterlässt keine Schlieren
- Gebrauchsfertig

Anwendungsgebiet

Das Produkt ist geeignet zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen. Das Schnelldesinfektionsprodukt eignet sich zur Desinfektion von patientennahen Flächen mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten.

Anwendungshinweise

Unverdünnt auf die Fläche ausbringen, wischen und einwirken lassen.
Auf vollständige Benetzung achten und die Fläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden. Ausbringung maximal 50 ml/m^2. **Ausschließlich für die Verwendung von Fachkräften bestimmt.** Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden. Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten!

Mikrobiologische Wirksamkeit

	Testmethode	Einwirkzeit
Bakterien, Hefen und Mykobakterien		
bakterizid	EN 13727 EN 16615 VAH	1 Min.
levurozid	EN 13624 EN 16615 VAH	1 Min.
tuberkulozid	EN 14348	1 Min.
Viren		
begrenzt viruzid	EN 14476	30 Sek.
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	30 Sek.
Polyoma SV40	gemäß DVV/ RKI-Richtlinie	5 Min.*

Angaben aller Konzentrationen unter hoher organischer Belastung
*gemäß DVV/RKI-Leitlinie

Zertifikate / Normen

VAH IHO CE 0297

Produktdaten

Zusammensetzung:
100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe:
24.75 g Ethanol (94% w/w), 35 g Propan-1-ol

antifect® N liquid

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Das Produkt ist gut materialverträglich bei Metallen und Kunststoffen (außer Acrylglas und alkoholempfindlichen Lacken). Besonders alkoholempfindliche Flächen, wie z.B. Acrylglas, dürfen nicht behandelt werden. Bitte beachten Sie den Brand- & Explosionsschutz beim Einsatz von alkoholischen Desinfektionsmitteln in der BR Regel "Desinfektionsarbeit im Gesundheitswesen". Von Hitze und Zündquellen fernhalten. Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen. Weitere Angaben sind auf Anfrage erhältlich. Die Haltbarkeit der Anbruchgebinde ist der Verpackung zu entnehmen.
BAuA-Nr.: N-16639, N-16641

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	GTIN	PZN	Art.-Nr.
antifect® N liquid 1 l Flasche	10 / Karton(s)	4032651139408	4218078	113940
antifect® N liquid 5 l Kanister	1 / Kanister	4032651139415	4218084	113941
antifect® N liquid 500 ml Flasche	20 / Karton(s)	4032651139392	9709881	113939

Anwendungshilfen

Artikel	Art.-Nr.
Bettgestellhalterung gerade 1 l	134413
Kanisterdosierer für 5/10 l	117101
Kanisterhahn für 5/10 l neutral	135502
Kanisterschlüssel 5/10 l neutral	135810
Umfülltrichter	117901
Wandhalterung Kunststoff 1 l	134416
Wandset für 1 l Flaschen	70003114

Verwandte Produkte

- **mikrozid**® AF liquid
- schülke wipes safe&easy
- schülke wipes
- **terralin**® liquid

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen und sicheren Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:
Application Department
Telefon: +49 40 52100-666
E-Mail: info@schuelke.com

schülke

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt |
Deutschland
Tel. +49 40 52100-666
www.schuelke.com
info@schuelke.com

schülke Ostrreich
Schülke & Mayr GmbH
Seidengasse 9
1071 Wien | Österreich
Tel. +43-1-5232501-0
www.schuelke.com
office.austria@schuelke.com

Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

#650 / 910481-DE-de-DE-07.00 09.2026
Produktinformation wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.