schülke



Zur Befeuchtung und Dekontamination der Nasenvorhöfe durch physikalische Reinigung und zur unterstützenden Behandlung bei gereizter Haut unterhalb der Nasenöffnung.

octenisan® md Nasengel

Unser Plus

- Dekontamination der Nasenvorhöfe durch physikalische Reinigung
- Zur unterstützenden Behandlung bei gereizter Haut unterhalb der Nasenöffnung
- Zur Befeuchtung
- Sehr gute Verträglichkeit

Anwendungsgebiet

octenisan® md Nasengel dient zur Befeuchtung, Reinigung und Dekontamination der Nasenvorhöfe. Es versorgt die Nasenvorhöfe mit ausreichend Feuchtigkeit, wenn die Nase durch äußere Einflüsse austrocknet und beugt damit Reizungen vor. Durch diese Befeuchtung fördert das Hydrogel die Aufrechterhaltung des physiologischen Milieus und verhindert dadurch das Ansiedeln von Bakterien. Weiterhin trägt die Wiederherstellung der physiologischen Schutz- und Reinigungsfunktion zu einer effektiven Dekontamination von z.B. Partikeln, Hautresten oder Erregern bei. Auch gereizte Haut unterhalb der Nasenöffnung wird durch das Hydrogel mit Feuchtigkeit versorgt und kann so optimal heilen. Denn für den Heilungsprozess müssen sich die Epithelzellen teilen und wandern können. Dies ist in einer feuchten Wundumgebung am besten möglich.

Anwendungshinweise

Soweit nicht anders verordnet wenden Sie das Medizinprodukt octenisan® md Nasengel bis zu dreimal täglich bei Bedarf an. Das Medizinprodukt octenisan® md Nasengel ist ausschließlich zur Anwendung in den Nasenvorhöfen und unterhalb der Nasenöffnung bestimmt.

Anwendung in den Nasenvorhöfen: Bei Bedarf sollte die Nase vorher mit einem nass getränkten Wattetupfer gründlich gereinigt werden. Das Gel z.B. mit Hilfe eines Watteträgers in ausreichender Menge (erbsengroß) in den vorderen Bereich der Nase (Nasenvorhöfe) einbringen, sodass die Oberfläche vollständig benetzt ist. Anschließend wird die Nase durch seitliches Zusammendrücken der Nasenflügel verschlossen und zwischen Daumen und Finger massiert. Dadurch wird eine gleichmäßige Verteilung des Gels gewährleistet. Nach einer fünfminütigen Einwirkzeit, wird das restliche Gel und die von ihm umschlossenen Erreger mit Hilfe eines Watteträgers aus den Nasenvorhöfen entfernt. Dabei ist darauf zu achten, dass ein Feuchtigkeitsfilm verbleibt.

Anwendung unterhalb der Nasenöffnung: Das Gel z.B. mit Hilfe eines Watteträgers in ausreichender Menge unterhalb der Nasenöffnung auf die gereizte Haut auftragen. Dabei ist darauf zu achten, dass ein Feuchtigkeitsfilm verbleibt. Um eine Keimverschleppung zu verhindern, ist ein direkter Kontakt mit der Tubenöffnung zu vermeiden.





octenisan® md Nasengel

Zertifikate / Normen

CE 0297

Produktdaten

Zusammensetzung:
Aqua purificata, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Octenidine HCl

Chemisch-physikalische Daten

Farbe	fast farblos
Dichte	ca. 1,01 g/cm³ / 20 °C
Flammpunkt	> 100 °C
Form	viskose Flüssigkeit
pH	6,9 / 20 °C
Viskosität, dynamisch	ca. 5.050 mPa*s
Geruch	geruchlos

Besondere Hinweise

Bei bekannten Allergien oder bei Allergieverdacht auf einen der Inhaltsstoffe (Propylenglycol, Hydroxyethylcellulose, Octenidindihydrochlorid) darf das Medizinprodukt octenisan® md Nasengel nicht angewendet werden. Im Zweifelsfall ist Rücksprache mit dem Arzt zu halten.
Nicht in Kombination mit reinigenden Seifen, Salben, Ölen, Enzymen o.ä. verwenden, da dies zur Beeinträchtigung der Konservierung führen kann. Nicht in Kombination mit PVP-Jod anwenden, da dies zu Verfärbungen und Einschränkung der antiseptischen Wirkung des PVP-Jod führen kann.
Wenden Sie das Medizinprodukt octenisan® md Nasengel ohne ärztliche Kontrolle nicht länger als 2 Wochen ununterbrochen an. Um mögliche Gewebeschädigungen vorzubeugen, darf octenisan® md Nasengel nicht an Knorpel, im Auge und im Ohr angewendet werden und darf nicht zu tief in die Nase gelangen! Nicht zur Infusion oder Injektion anwenden! Nicht einnehmen! Nur einwandfreie und unbeschädigte Gebinde verwenden.
Bei 5° - 25°C aufbewahren und vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen.
Bei der Anwendung im Rahmen von Dekontaminationsmaßnahmen ist die Tube nach Abschluss eines Zyklus zu verwerfen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren! Nicht für Kinder unter 1 Jahr geeignet.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	GTIN	PZN	Art.-Nr.
octenisan® md Nasengel 6ml Tube	20 / Karton(s)	4032651977604	15585294	70002281

Verwandte Produkte

- **octenident®** Mundspüllösung
- **octenisan®** Waschhandschuhe
- **octenisan®** wash lotion

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.
Für individuelle Fragen:
Customer Sales Service
Telefon: +49 40 52100-666
E-Mail: info@schuelke.com

schülke

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt | Deutschland
Tel. +49 40 52100-666
www.schuelke.com
info@schuelke.com

schülke Osterreich
Schülke& Mayr GmbH (Austria)
Seidengasse 9
1071 Wien | Österreich
Tel. 43-1-5232501-0
www.schulke.com
office.austria@schuelke.com

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Hungerbüelstrasse 22
8500 Frauenfeld | Schweiz
Tel. +41 44 466 55 44
www.schuelke.com
mail.ch@schuelke.com

Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

#900951 / 913173-DE-de-DE-11.00 06.2026
Produktinformation wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.