schülke



Gebrauchsfertiges Produkt zur Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten.

mikrozid® sensitive wipes

Unser Plus

- Geeignet für alkoholempfindliche Medizinprodukte
- Geeignet für sensible Medizinprodukte
- Gebrauchsfertig

Anwendungsgebiet

Das Produkt ist für die Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten geeignet. Unser Spezialist für empfindliche Oberflächen besticht durch seine hervorragende Materialverträglichkeit. Empfindliche Materialien sind in Krankenhäusern weit verbreitet, deshalb verbindet mikrozid® sensitive hohe Wirksamkeit mit hervorragender Materialverträglichkeit. Selbst Ultraschallköpfe können mit mikrozid® sensitive Tüchern gereinigt und desinfiziert*** werden.

Anwendungshinweise

Die Fläche mit dem Tuch gründlich wischen und die Wirkstofflösung einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden. Nur kleine Flächen behandeln. Die Wischreichweite hängt von der Raumtemperatur und der Struktur der zu desinfizierenden Oberflächen ab. Beim Öffnen und Einfädeln des ersten Tuchs auf hygienische Aspekte achten. Nach Gebrauch auf das Schließen des Deckels achten. Ausschließlich für die Verwendung von Fachkräften bestimmt. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden. Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten! schülke garantiert nach Anbruch der Verpackung eine Haltbarkeit von 3 Monaten.

Wiederbefüllung der Dose

Zunächst die Hände desinfizieren und frische Schutzhandschuhe und Kittel anziehen. Bitte während des Befüllungsvorgangs darauf achten, dass die Handschuhe nicht durch andere Tätigkeiten kontaminiert werden. Aufkleber mit Haltbarkeitsdatum auf Spenderdose übertragen. Deckel aufdrehen, Nachfüllbeutel komplett in die Spenderdose stellen (ggf. zuvor passgerecht formen) und Beutelrand abschneiden. Das vorgezupfte Tuch aus der Rollenmitte ziehen, von unten in den dafür vorgesehenen Führungsschlitz im Deckel einfädeln und durchziehen. Deckel desinfizieren und verschrauben. Für Hochrisikobereiche empfiehlt schülke, auf den Einsatz von Nachfüllbeuteln zu verzichten.

Mikrobiologische Wirksamkeit

	Testmethode	Einwirkzeit
Bakterien, Hefen und Mykobakterien		
bakterizid	EN 13727 EN 16615	1 Min.
bakterizid	gemäß VAH-Richtlinien mit kurzen Einwirkzeiten	1 Min.*
levurozid	EN 13624 EN 16615	1 Min.
levurozid	gemäß VAH-Richtlinien mit kurzen Einwirkzeiten	1 Min.*
Viren		
begrenzt viruzid	EN 14476	30 Sek.
Norovirus (MNV)	EN 14476	15 Min.*

mikrozid® sensitive wipes

Mikrobiologische Wirksamkeit

	Testmethode	Einwirkzeit
Viren		
Rotavirus	gemäß DVV/ RKI-Richtlinie	30 Sek.**
Polyoma SV40	gemäß DVV/ RKI-Richtlinie	1 Min.**

Angaben aller Konzentrationen unter hoher organischer Belastung
*geringe Belastung
**gemäß DVV/RKI-Leitlinie

Zertifikate / Normen

CE 0297

Produktdaten

Zusammensetzung:
0.25 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)), 0.25 g Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC), 0.25 g Alkyl(C12-14)ethylbenzylammoniumchlorid (ADEBAC (C12-14))

Besondere Hinweise

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Die Eignung des Produktes hinsichtlich seines Wirkspektrums muss separat geprüft werden. Für Flächendesinfektionsmittel gilt: "Desinfektionsmittel unterscheiden sich u. a. hinsichtlich ihres Wirkungsspektrums auf Mikroorganismen. Dies ist in den jeweiligen Bereichen bei der Auswahl eines geeigneten Produktes zu berücksichtigen." Bitte beachten Sie, dass es bekannte Fälle mit Bakterienstämmen gibt, welche eine verminderte Empfindlichkeit oder eine Toleranzentwicklung gegenüber Desinfektionsmitteln zeigen.**** U.a. können Produkte auf Basis von quaternären Ammoniumverbindungen in diesen Fällen nicht ausreichend wirksam sein. Daher empfiehlt schülke für Hochrisikobereiche (wie z.B. Intensivtherapie, Hämato-Onkologie, Neonatologie oder Verbrennungsstation) zur Desinfektion der Oberflächen z.B. mikrozid® PAA+ wipes oder mikrozid® AF wipes, welche aufgrund ihrer Eigenschaften ein besonders breites Wirkspektrum abdecken. Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen. Weitere Angaben sind auf Anfrage erhältlich.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	GTIN	PZN	Art.-Nr.
mikrozid® sensitive wipes Dose 120 Tücher	10 / Karton(s)	4032651980888	17414846	70003103
mikrozid® sensitive wipes Jumbo Dose 200 Tücher	10 / Karton(s)	4032651980901	17414881	70003104
mikrozid® sensitive wipes Jumbo Refill 200 Tücher	12 / Karton(s)	4032651980987	17414875	70003109
mikrozid® sensitive wipes premium Softpack 100 Tücher	6 / Karton(s)	4032651980963	17414912	70003108
mikrozid® sensitive wipes premium Softpack 50 Tücher	12 / Karton(s)	4032651980840	17414898	70003101
mikrozid® sensitive wipes premium maxi Softpack 80 Tücher	6 / Karton(s)	4032651980864	17414929	70003102

Anwendungshilfen

Artikel	Art.-Nr.
Softpack-Halterung	60000460
Softpack-Halterung premium 1 Stück	70001496
Wandhalterung Jumbodose	134421
Wandhalterung mikrozid/kodan Dose	134417

Verwandte Produkte

- **mikrozid®** universal wipes premium
- **mikrozid®** AF wipes
- **mikrozid®** PAA+ wipes
- **mikrozid®** sensitive liquid
- **mikrozid®** universal wipes plastic-free wipes

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen und sicheren Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:
Application Department
Telefon: +49 40 52100-666
E-Mail: info@schuelke.com

nicht zur Abschlussdesinfektion*RKI Empfehlung: Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen

schülke

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt | Deutschland
Tel. +49 40 52100-666
www.schuelke.com
info@schuelke.com

schülke Osterreich
Schülke & Mayr GmbH
Seidengasse 9
1071 Wien | Österreich
Tel. +43-1-5232501-0
www.schuelke.com
office.austria@schuelke.com

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Hungerbüelstrasse 22
8500 Frauenfeld | Schweiz
Tel. +41 44 466 55 44
www.schuelke.com
mail.ch@schuelke.com

Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

#196 / 910931-DE-de-DE-14.03.09.2026
Produktinformation wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.