

Lansinoh® Glas Babyflasche mit NaturalWave® Sauger S, 160 ml

Die Lansinoh® Glas Babyflasche mit NaturalWave® Sauger S, 160 ml ist eine ergonomisch geformte Glas-Babyflasche mit hitze- und temperaturschockbeständigem Premiumglas. Der extra weiche und flexible Sauger unterstützt das natürliche Saugverhalten, während das Anti-Kolik-Ventil das Schlucken von Luft verringert. Die Schutzkappe ist tropffrei und hygienisch, und die Flasche lässt sich einfach befüllen und reinigen.

Aufbewahrungshinweis: Wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist, lichtgeschützt und trocken aufbewahren. Alle nicht verwendeten Einzelteile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verwendungshinweis: Bitte die Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen und gut aufbewahren. Das Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Ernährungssauger dürfen niemals als Schnuller verwendet werden. Vor jedem Gebrauch alle Teile prüfen. Bei ersten Anzeichen von Beschädigung oder Mängeln das Produkt sofort entsorgen. Den Sauger aus Sicherheits- und Hygienegründen regelmäßig ersetzen.

Anwendung:

- Vor dem Zusammensetzen müssen alle Teile vollständig trocken sein.
- Den Sauger von oben in den Schraubverschluss einsetzen.
- Den Ring fest und sicher auf die Babyflasche schrauben.
- Darauf achten, dass sich der Silikonsauger in der Mitte der Schutzkappe befindet, um sicherzustellen, dass die Babyflasche auslaufsicher ist.
- Vor dem Füttern immer die Temperatur des Nahrungsmittels prüfen.
- Muttermilch nicht in der Mikrowelle erwärmen oder auftauen.

Pflegehinweise:

- Vor dem Erstgebrauch alle Teile 5 Minuten in kochendes Wasser legen, abkühlen lassen und gründlich mit Wasser ausspülen.
- Nach dem ersten Gebrauch alle Bestandteile vor und unmittelbar nach jedem Gebrauch reinigen.
- Zum Reinigen warmes Wasser und ein mildes Spülmittel verwenden und anschließend gründlich mit klarem Wasser nachspülen.
- Die Flasche nie im zusammengebauten Zustand reinigen oder sterilisieren, sondern immer in Einzelteile zerlegen.
- Die Flasche kann im oberen Gestell der Spülmaschine gereinigt werden.
- Zur Sterilisation kann das Produkt 5 Minuten in kochendes Wasser gelegt oder mit einem geeigneten Sterilisationsgerät bzw. in der Mikrowelle als Sterilisationsgerät gemäß Gebrauchsanweisung sterilisiert werden.
- Sterilisation allein ersetzt keine Reinigung.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Keine Metallgegenstände zum Umrühren des Flascheninhalts oder zum Reinigen verwenden.
- Direkte Sonneneinstrahlung und große Hitze vermeiden.

Materialliste:

- **Sauger:** Silikon
- **Flasche:** Glas
- **Verschlussring & Deckel:** Polypropylen

Key-Benefits

- Hitze- und temperaturschockbeständiges Premiumglas: beständig und kratzfest.
- Einfaches Befüllen und Reinigen.
- Schutzkappe: tropffrei und hygienisch.
- Anti-Kolik-Ventil: verringert das Schlucken von Luft.
- Extra weicher und flexibler Sauger: bewahrt das natürliche Saugverhalten.
- Einfacher Wechsel von der Brust zur Flasche und zurück zur Brust.

Produkteigenschaften

Bitte ausfüllen (alle Felder, wenn möglich)

	Ja	Nein	Nicht anwendbar
vegetarisch			X
laktosefrei			X
Glutenfrei			X
Parfümfrei			X
Ohne Duftstoffe			X
Ohne Parabene			X
Ohne Paraffin			X
Ohne Mineralöl	In Klärung		
Ohne Palmöl			X
Ohne PEGs			X
Ohne ätherische Öle			X
Ohne Silikone		x	
PH Hautneutral			X
Ohne Mikroplastik	In Klärung		
Alkoholfrei			X
Vegan			X
BPA frei		x	