

ArthroGreen Gelenkfluid Kanister 5 Liter

Pflegemittel für Pferde

Gerade vor und nach besonderen Belastungen wie Rennen, Turnieren, Wander- und Distanzritten etc. ist es wichtig den Stoffwechsel der Haut zu unterstützen und die Sehnen und Gelenke optimal auf die bevorstehenden Anstrengungen vorzubereiten. Zur besonders intensiven Pflegewirkung können die Pferdebeine nach der Arbeit mit einem getränkten Baumwollkissen einbandagiert werden.

Expertentipp:

Als sinnvolle ernährungsbedingte Unterstützung zum ArthroGreen Gelenkfluid empfiehlt sich ArthroGreen herbal. Diese Kombination hat sich insbesondere bei angelaufenen Beinen hervorragend bewährt.

Zusammensetzung:

Kräuterkombination auf alkoholischer Basis, mit Auszügen aus Birkenblatt und Rosskastanie

Anwendungsempfehlung:

15 - 30 Minuten vor der Arbeit ArthroGreen Gelenkfluid mit einer Mullkompressen oder einem Baumwolltuch vom Vorderfußwurzelgelenk bzw. Sprunggelenk bis zum Kronrand dünn auftragen. Zusätzlich sollten die Pferdebeine auch nach dem Training mit ArthroGreen Gelenkfluid gepflegt werden. Kühl und dunkel lagern.

Inhalt: 5 Ltr.

cdVet Art. Nr. : 2006

PZN: 02489152