

Farbpalette

Header: Orange #F29400

Fließtext: Anthrazit #58595B

PreventID® Vital-D

Messung des Vitamin D-Spiegels im medizinischen Fachlabor

PreventID® Vital-D ist ein Entnahme-Set zur sicheren Probengewinnung und dem Versand von Blutproben aus Kapillarblut zur anschließenden Bestimmung von 25(OH)-Vitamin D in einem medizinischen Fachlabor.

Mithilfe der Lanzette wird eine Blutprobe aus der Fingerkuppe auf das Filterpapier des Testbriefs aufgetragen. Nach der Trocknungszeit wird der Testbrief an das medizinische Fachlabor versendet. Dort wird die Probe analysiert. Der Befund wird per Post an den/die Patient:in gesendet.

Ihre Vorteile

- Entnahme der Blutprobe aus der Fingerbeere
- Versenden der Trockenblutprobe an unser medizinisches Fachlabor
- Befundschreiben/Ergebnis innerhalb weniger Tage
- Präziser Nachweis der Vitamin D-Konzentration

Das Sonnenvitamin, Vitamin D

Vitamin D spielt in unserem Stoffwechsel eine wichtige Rolle, vor allem für die Gesundheit der Knochen. Der Körper ist in der Lage, mithilfe von Sonnenlicht Vitamin D in der Haut selbst zu produzieren. Deswegen wird es oft auch als Sonnenvitamin bezeichnet. Leider führen die geringe Sonnenscheindauer im Winter, sowie unser moderner Lebensstil – ins besondere die Verwendung von Sonnenschutzmitteln und die geringe im Freien verbrachte Zeit – leicht zu einem Vitamin D-Mangel.

Eine regelmäßige Überprüfung des Vitamin D-Status wird insbesondere bei einem höheren Lebensalter, geringer Sonnenexposition, häufiger Verwendung von Sonnenschutzmitteln, bei erhöhtem Vitamin D-Bedarf (z. B. Schwangere), erhöhter Infektanfälligkeit, bei Patient:innen mit Herz-Kreislauferkrankungen und bei einer regelmäßigen Einnahme bestimmter Medikamente empfohlen.

Mitgelieferte Materialien: 5 Testbriefe, 5 Trockenmittelbeutel, 7 Lanzetten, 5 Reinigungstücher, 5 Pflaster, 5 Rücksendeumschläge